

Librerie NEXT disponibili

Tabella di compatibilità con gli impianti

Produttore	Impianto	MUA	NEXT abutment	NEXT multi	Ti-Cr	Cod. Vite	Zr	Cod. Vite	Foro Inclinato	Cod. Vite	Analogo CAD	Codice Scan Body	Codifica Scan Body		Libreria		
													Lato piano	L. Inclinato			
Nobel Biocare Gruppo 01	Connessione esterna																
	Branemark System NP 3.5		•	•	•	M3602	•	M4706	•	M4106	A089	M3401			O1LS_BRK_NP		
	Branemark System NP 3.5 HIGH		•	•	•	M3602	•	M4706	•	M4106	A089	M3091	--		O1LS_BRK_NP_HIGH		
	Branemark System RP 3.75 - 4.0		•	•	•	M3603	•	M4701	•	M4108	A015	M3402	•		O1LS_BRK_RP		
	Branemark System RP 3.75 - 4.0 HIGH		•	•	•	M3603	•	M4701	•	M4108	A015	M3092		-	O1LS_BRK_RP_HIGH		
	Branemark System WP 5.0- 5.5		•	•	•	M3604	•	M4707			A139	M3403	•		O1LS_BRK_WP		
	Connessione su abutment conici																
	MUA Branemark RP 4.8		•		•		M3700			•	M4102	A024	M3304			O1LS_BRK_MUA	
	MUA Branemark WP		•		•		M3720					A139	M3345		•	O1LS_BRK_MUA_WP	
	MUA Branemark HIGH		•		•		M3700					A024	M3513	-		O1LS_BRK_MUA_HIGH	
	EsthetiCone		•		•		M3756						M3515	•	•	O1LS_EST_ONE	
	Connessione interna																
	Nobel Active NP 3.0			•	•	•	M3607					A090	M3215			O1LS_ATV_30	
	Nobel Active NP 3.5			•	•	•	M3602			•	M4106	A066	M3404		•	O1LS_ATV_NP	
	Nobel Active NP 3.5 HIGH			•	•	•	M3602			•	M4106	A066	M3093		-	O1LS_ATV_NP_HIGH	
	Nobel Active RP 4.3 - 5.0			•	•	•	M3601			•	M4111	A026	M3405	•		O1LS_ATV_RP	
	Nobel Active RP 4.3 - 5.0 HIGH			•	•	•	M3601			•	M4111	A026	M3094	-		O1LS_ATV_RP_HIGH	
	Nobel Active WP			•	•	•	M3601			•	M4111	A140	M3112	•	•	O1LS_ATV_WP	
	Nobel Replace NP 3.5			•	•	•	M3605			•	M4110	A091	M3406			O1LS_RPC_NP	
	Nobel Replace RP 4.3			•	•	•	M3606	•	M4702	•	M4101	A025	M3407		•	O1LS_RPC_RP	
	Nobel Replace WP 5.0			•	•	•	M3606	•	M4702	•	M4101	A092	M3408	•		O1LS_RPC_WP	
	Nobel Replace 6.0			•	•	•	M3606	•	M4702	•	M4101	A093	M3460	•	•	O1LS_RPC_60	
	Nobel On1 NP			•	•	•	M3862					A161	M3189			O1LS_ON1_NP	
	Nobel On1 RP			•	•	•	M3862					A146	M3158		•	O1LS_ON1_RP	
	Nobel On1 WP			•	•	•	M3862						M3188	•		O1LS_ON1_WP	
	Nobel N1 TCC NP			•	•	•	M3941					A211	M2907		••	O1LS_N1_TCC_NP	
	Nobel N1 TCC RP			•	•	•	M3942					A212	M2908		••	O1LS_N1_TCC_RP	
	Biomet 3i Gruppo 02	Connessione interna															
		Certain 3.4		•	•	•	M3608			•	M4105	A049	M3409			O2LS_CTN_34	
		Certain 4.1		•	•	•	M3608	•	M4703	•	M4105	A050	M3410		•	O2LS_CTN_41	
Certain 5.0			•	•	•	M3608	•	M4703	•	M4105	A051	M3411	•		O2LS_CTN_50		
Certain 6.0			•	•	•	M3608	•	M4703	•	M4105	A068	M3266	•	•	O2LS_CTN_60		
3i Unimplant 3,0-3,5mm			•	•	•	M3933						M30995		••	O2LS_3i_UNIM_30_35		
Connessione esterna																	
External 3.4			•	•	•	M3609			•	M4108	A069	M3412			O2LS_EXT_34		
External 4.1			•	•	•	M3609	•	M4701	•	M4108	A130	M3413		•	O2LS_EXT_41		
External 5.0			•	•	•	M3609	•	M4701	•	M4108	A070	M3414	•		O2LS_EXT_50		
External 6.0			•	•	•	M3609	•	M4701	•	M4108	A071	M3485	•	•	O2LS_EXT_60		
Connessione su abutment conici																	
Low profile 4.8 mm			•		•		M3700			•	M4102	A024	M3303			O1LS_BRK_MUA	
MUA altezza 3,9 mm			•		•		M3700			•	M4102		M3310		•	O2LS_3i_MUA	
MUA altezza 2,2			•		•		M3700			•	M4102		M3311	•		O2LS_3i_MUA2	
MUA TG SYN		•		•		**						M3348**	•	•	O2LS_3i_TG_SYN		
Astra Tech Gruppo 03	Connessione interna																
	OsseoSpeed 3.0		•	•	•	M3612					A078	M3470			O3LS_ATA_30		
	OsseoSpeed 3.5 - 4.0		•	•	•	M3613			•	M4115	A028	M3418		•	O3LS_ATA3_35-40		
	OsseoSpeed 4.5 - 5.0		•	•	•	M3614			•	M4101	A029	M3419	•		O3LS_ATA_45-50		
	Astra Evolution 3.0		•	•	•	M3610					A079	M3211			O3LS_ATA_EV_30		
	Astra Evolution 3.6		•	•	•	M3611			•	M4124	A080	M3212		•	O3LS_ATA_EV_36		
	Astra Evolution 3.6 SIMMETRICO		•	•	•	M3611					A080	M2934			O3LS_ATA_EV_36_SIMMETRICO		
Astra Evolution 4.2		•	•	•	M3624			•	M4110	A081	M3213	•		O3LS_ATA_EV_42			

Produttore	Impianto	MUA	NEXT abutment	NEXT multi	Ti-Cr	Cod. Vite	Zr	Cod. Vite	Foro Inclinato	Cod. Vite	Analogo CAD	Codice Scan Body	Codifica Scan Body		Libreria	
													Lato piano	L. Inclinato		
	Astra Evolution 4.2 SIMMETRICO		•	•	•	M3624					A081	M2935			03LS_ATA_EV_42_SIMMETRICO	
	Astra Evolution 4.8		•	•	•	M3625					A082	M3210	•	•	03LS_ATA_EV_48	
	Astra Evolution 4.8 SIMMETRICO		•	•	•	M3625					A082	M2936			03LS_ATA_EV_48_SIMMETRICO	
	Astra Evolution 5.4		•	•	•	M3622						M3214		••	03LS_ATA_EV_54	
	Connessione su abutment conici															
	UniAbutment a 20° diametro 3.5/4.0		•	•	•	M3702				•	M4116	A083	M3301			03LS_ATA_UNI20
	UniAbutment a 45° diametro 3.5/4.0		•	•	•	M3702				•	M4116	A084	M3305		•	03LS_ATA_UNI45
	Angled Abutment evolution		•	•	•	M3716							M3388	•		03LS_ATA_ANG_EV
	Angled Abutment 3.5/4.0 - 4.5/5.0		•	•	•	M3702				•	M4116		M3312	•	•	03LS_ATA_MUA_Angolato
	Astra Uni Evolution		•	•	•	M3716				•	M4125		M3343		••	03LS_ATA_UNI_EV
	Astra Multibase EV		•	•	•	M3750							M3500			03LS_ATA_MULTI_EV
	Strumann															
Gruppo 04																
Connessione interna																
Standard 3.3 NN			•	•	•	M3651					A054	M3440			04LS_NN_35	
Standard Plus 4.8 RN inteno			•	•	•	M3616			•	M4113	A057	M3415		•	04LS_RN_48_I	
Standard Plus 4.8 RN esterno			•	•	•	M3616			•	M4113	A057	M3415		•	04LS_RN_48	
Standard Plus 6.5 WN Interna			•	•	•	M3616			•	M4113	A058	M3441	•		04LS_WN_65	
Standard Plus 6.5 WN Esterna			•	•	•	M3616			•	M4113	A058	M3441	•		04LS_WN_65_L	
Bone Level SC			•	•	•	M3841						M3193			04LS_BLV_SC	
Bone level 3.3 NC			•	•	•	M3615			•	M4114	A055	M3416			04LS_BLV_NC	
Bone level 3.3 NC High			•	•	•	M3615			•	M4114	A055	M2958			04LS_BLV_NC_HIGH	
Bone level 4.1 - 4.8 RC			•	•	•	M3615			•	M4114	A056	M3417		•	04LS_BLU_RC	
BLX			•	•	•	M3690			•	M4106	A186	M3006	•		04LS_BLX	
BLX High			•	•	•	M3690			•	M4106	A186	M3051	-	-	04LS_BLX_HIGH	
TLX RT EST			•	•	•	M3690			•	M4106	A223	M2922		•	04LS_TLX_RT_EST	
TLX WT EST			•	•	•	M3690					A219	M2921	•		04LS_TLX_WT_EST	
NNC			•	•	•	M3981						M2959			04LS_NNC	
Connessione su abutment conici																
Strauman Multi-Based Abutment NC		•	•	•	•	M3706						M3313			04LS_NC_MUA	
Strauman Multi-Based Abutment RC		•	•	•	•	M3706						M3314		•	04LS_RC_MUA	
Screw Retained Abutment NC-RC		•	•	•	•	M3706					A052	M3387	•		04LS_NC-RC_MUA	
Bone Level MUA 3,5		•	•	•	•	M3706						M3538			04LS_BLV_MUA_35	
Synocta RN		•	•	•	•	M3851						M3315			04L_SYN_RN	
Synocta WN		•	•	•	•	M3851						M2953			04L_SYN_WN	
Zimmer Dental																
Gruppo 05																
Connessione interna																
Tapered Screw-vent 3.5			•	•	•	M3617C	•	M4717	•	M4110	A040	M3420			05LS_SCV_35	
Tapered Screw-vent 4.5			•	•	•	M3617C	•	M4717	•	M4110	A041	M3421		•	05LS_SCV_45	
Tapered Screw-vent 5.7			•	•	•	M3617C	•	M4717	•	M4110	A039	M3479	•		05LS_SCV_57	
Eztetic Implant NP 2.9			•	•	•	M3835					A141	M3122			05LS_EZT_NP_29	
Swiss Plus 3.8			•	•	•	M3657						M3447			05LS_SWP_38	
Swiss Plus 4.8			•	•	•	M3658			•	M4101		M3448		•	05LS_SWP_48	
Zimmer PI 4.3			•	•	•	M3809						M3239			05LS_PI_43	
Connessione esterna																
Zimmer Spline 3.8			•	•	•	M3680						M3240			05LS_SPL_R_38	
Zimmer Spline 5.0			•	•	•	M3680						M3003		•	05LS_SPL_R_50	
Connessione su abutment conici																
Tapered Abutment H. 1,0 mm		•	•	•	•	M3701						M3302			05LS_SCV_MUA1	
Tapered Abutment H. 3,0 mm		•	•	•	•	M3701						M3309		•	05LS_SCV_MUA3	
Dentsply Friadent																
Gruppo 06																
Connessione interna																
Friadent Xive 3.0			•	•	•	M3618					A085	M3461			06LS_FRT_30	
Friadent Xive 3.4			•	•	•	M3619			•	M4105	A001	M3422		•	06LS_FRT_34	
Friadent Xive 3.8			•	•	•	M3619	•	M4708	•	M4105	A002	M3423	•		06LS_FRT_38	
Friadent Xive 4.5			•	•	•	M3619	•	M4708	•	M4105	A003	M3424	•	•	06LS_FRT_45	
Friadent Xive 5.5			•	•	•	M3619	•	M4708	•	M4105	A023	M3425		••	06LS_FRT_55	
Friadent PassivFit TG 4.5			•	•	•	M3621						M3487			06_LS_PTG_48	
Friadent IMZ 4.0			•	•	•	M3810						M3241			06LS_FRT_IMZ_40	
Connessione su abutment conici																
Frialit MUA IMZ		•	•	•	•	M4703						M3316			06LS_FRT_IMZ_MUA	
Frialit MUA MP 4,8 mm		•	•	•	•	M3710					A087	M3317		•	06LS_FRT_MP_48	
Frialit MUA MP 6,0 mm		•	•	•	•	M3710					A088	M3318	•		06LS_FRT_MP_60	
Dentsply Ankylos																
Gruppo 06																
Connessione interna																
Ankylos /X 3.5 mm (A)			•	•	•	M3620			•	M4110		M3459			06LS_AKL	

Produttore	Impianto	MUA	NEXT abutment	NEXT multi	Ti-Cr	Cod. Vite	Zr	Cod. Vite	Foro Inclinato	Cod. Vite	Analogo CAD	Codice Scan Body	Codifica Scan Body	Libreria	
													Lato piano	L. Inclinato	
	Ankylos /X 4.5 mm (B)			•	•	M3620			•	M4110		M3459		•	06LS_AKL
	Ankylos /X 5.5 mm (C)			•	•	M3620			•	M4110		M3459	•		06LS_AKL
	Ankylos /X 7.0 mm (D)			•	•	M3620			•	M4110		M3459	•	•	06LS_AKL
	Connessione su abutment conici														
	Ankylos Balance base C	•		•	•	M3703					A076	M3319			06LS_AKL_MUA
	Ankylos Base base Narrow	•		•	•	M3703			•	M4106	A077	M3320		•	06LS_AKL_MUA_NRW
Sweden & Martina	Connessione interna														
Gruppo 07	Global 3.8		•		•	M3623			•	M4118	A030	M3430			07LS_GLB_38
	Global 3.8 rotativo			•		M3873			•	M4118	A030	M3430			07LS_GLB_38
	Global 4.3		•		•	M3623			•	M4118	A031	M3431		•	07LS_GLB_43
	Global 4.3 rotativo			•		M3873			•	M4118	A031	M3431		•	07LS_GLB_43
	Global 4.8		•		•	M3623			•	M4118	A032	M3432	•		07LS_GLB_48
	Global 4.8 rotativo			•		M3873					A032	M3432	•		07LS_GLB_48
	Global 5.5		•		•	M3623			•	M4118	A033	M3433	•	•	07LS_GLB_55
	Global 5.5 rotativo			•		M3873					A033	M3433	•	•	07LS_GLB_55
	Khono - Premium 3.3		•	•	•	M3627			•	M4112	A010	M3488			07_LS_PRM_33
	Khono - Premium 3.3 High		•	•	•	M3627				M4112	A010	M3081			07_LS_PRM_33_HIGH
	Khono - Premium 3.3 (vecchia piattaforma)		•	•	•	M3608					-	M3009			07LS_PRM_OLD_33
	Khono - Premium 3.8		•	•	•	M3627	•	M4704	•	M4112	A011	M3434		•	07LS_PRM_38
	Khono - Premium 3.8 High		•	•	•	M3627	•	M4704	•	M4112	A011	M3078		-	07LS_PRM_38_HIGH
	Khono - Premium 4.25		•	•	•	M3628	•	M4705	•	M4112	A013	M3435	•		07LS_PRM_425
	Khono - Premium 4.25 High		•	•	•	M3628	•	M4705	•	M4112	A013	M3079	-		07LS_PRM_425-HIGH
	Khono - Premium 5.0		•	•	•	M3628	•	M4705	•	M4111	A012	M3439	•	•	07LS_PRM_50
	Khono - Premium 5.0 High		•	•	•	M3628	•	M4705	•	M4111	A012	M3080	-	-	07LS_PRM_50_HIGH
	Khono - Premium 5.9 (vecchia piattaforma)		•	•	•	**					-	M3011			07LS_PRM_OLD_59
	Khono - Premium 6.0		•	•	•	M3628	•	M4705	•	M4111	A014	M3492		••	07LS_PRM_60
	Khono - Premium 6.0 (vecchia piattaforma)		•	•	•	M3628			•	M4111	-	M3010			07LS_PRM_OLD_60
	Khono - Premium TG 3,8 (chiusura esterna)		•	•	•	M3626			•	M4112		M3155		•	07LS_PRM_TG_38_L
	Khono - Premium TG 3,8		•	•	•	M3626			•	M4112		M3498		•	07LS_PRM_TG_38
	Khono - Premium TG 5,0 (chiusura esterna)		•	•	•	M3829						M3113	•		07LS_PRM_TG_50_L
	Khono - Premium TG 5,0		•	•	•	M3829						M3154	•		07LS_PRM_TG_50
	Premium ONE 3.8		•	•	•	M3627	•	M4704	•	M4112	A011	M3434		•	07LS_PRM_38
	Premium ONE 3.8 High		•	•	•	M3627	•	M4704	•	M4112	A011	M3078		-	07LS_PRM_38_HIGH
	Premium ONE 4.25		•	•	•	M3627			•	M4112	A170	M3198	•		07LS_PRM_ONE_425
	Premium ONE 4.25 High		•	•	•	M3627			•	M4111	A170	M3079	-		07LS_PRM_ONE_425_HIGH
	Premium ONE 5.0		•	•	•	M3627			•	M4112	A171	M3199	•	•	07LS_PRM_ONE_50
	Premium ONE 5.0 High		•	•	•	M3627			•	M4111	A171	M3080	-	-	07LS_PRM_ONE_50_HIGH
	Pilot 3.4		•		•	**						M3007			07LS_PLT_3,4
	Pilot 3.8		•		•	M3629						M3436		•	07LS_PLT_38_interfaccia_metallo_V2
	Pilot 3.8 rotativo			•		M3872			•	M4110		M3436			07LS_PLT_38
	Pilot 4.7		•	•	•	M3630						M3437	•	•	07LS_PLT_47
	Pilot 4.7 rotativo			•		M3630						M3437			07LS_PLT_47
	Pilot 4.7 Short		•	•	•	M3630						M3008	•	•	07LS_PLT_47_SHO
	Pilot 5.7		•		•	M3867			•			M3164		••	07LS_PLT_57
	Pilot 5.7 rotativo			•		M3871						M3164			07LS_PLT_57
	Outlink 3.3		•	•	•	M3825			•	M4110	A175	M3465			07LS_OL2_33
	Outlink 4.1		•	•	•	M3826	•	M4701		M4119	A015	M3402		•	07LS_OL2_41
	Outlink 5.0		•	•	•	M3826				M4119		M3174	•		07LS_OL2_50
	Prama 3.3		•	•	•	M3627			•	M4112	A010	M3120		•	07LS_PRA_33
	Prama 3.8		•	•	•	M3870			•	M4110	A149	M3167	•		07LS_PRA_38_h15
	Prama 3.8 Zero		•	•	•	M3870			•	M4110	A149	M3167	•		07LS_PRA_380_ZERO
	Prama4,25		•	•	•	M3870			•	M4110	A148	M3168	•	•	07LS_PRA_425_h15
	Prama 5.0		•	•	•	M3870			•	M4110	A147	M3169			07LS_PRA_500_h15
	Prama 5.0 Zero		•	•	•	M3870			•	M4110	A147	M3169			07LS_PRA_50_ZERO
	Plain 3.85			•	•	M3701						M3279			07LS_PLAIN_385
	Syra 3.8		•	•	•	M3826			•	M4119		M3012			07LS_SYR_38_42_50
	Syra 4.2		•	•	•	M3826			•	M4119		M3012		•	07LS_SYR_38_42_50
	Syra 5.0		•	•	•	M3826			•	M4119		M3012	•		07LS_SYR_38_42_50
	CSR 3.5		•	•	•	M3912						M3050			07LS_CSR_35
	CSR 3.8-4.2		•	•	•	M3836						M3128			07LS_CSR_38_42
	CSR 3.8-4.2 HIGH		•	•	•	M3836						M2941			07LS_CSR_38_42_HIGH

Produttore	Impianto	MUA	NEXT abutment	NEXT multi	TI-Cr	Cod. Vite	Zr	Cod. Vite	Foro Inclinato	Cod. Vite	Analogo CAD	Codice Scan Body	Codifica Scan Body	Libreria	
													Lato piano	L. Inclinato	
	Youse-V Np		•	•	•	M3953					A216	M2917			07LS_YOU_NP
	Youse-V Rp		•	•	•	M3954					A217	M2918		•	07LS_YOU_RP
	Connessione su abutment conici														
	P.A.D.		•	•	•	M3739			•	M4102	A027	M3321			07LS_MUA_50
	P.A.D. NEW		•	•	•	M3739					A233	M3546			07LS_MUA_14_NEW
	Stark Active (vecchia piattaforma)		•	•	•	**						M3358			07LS_STA
Biosafin	Connessione interna														
Gruppo 08	WinSix 3.3		•	•	•	M3631			•	M4101		M3426			08LS_WIX_33
	WinSix 3.8		•	•	•	M3631			•	M4101		M3427		•	08LS_WIX_38
	WinSix 4.5		•	•	•	M3631			•	M4101		M3428		•	08LS_WIX_45
	WinSix 5.2		•	•	•	M3631			•	M4101		M3429		•	08LS_WIX_52
	WinSix 5.9		•	•	•	M3631			•	M4101		M3217		••	08LS_WIX_59
	Winsix TTC 3,8		•	•	•	M3961						M2931			08LS_WIX_TTC_38
	Winsix Slim 2.9		•	•	•	M3977						M2954			08LS_WIN_SLIM
	Connessione esterna														
	WinSix External 3.8		•	•	•	M3628	•	M4701	•	M4111		M3218	••		08LS_WIX_EXT_38
	Connessione su abutment conici														
	EA Extreme Abutment H. 4mm		•	•	•	M3700			•	M4102	A231	M3322			08LS_WI*_MUA_EA
Prodent	Connessione interna														
Gruppo 09	Perform 3.3		•	•	•	M3668			•	M4105	A005	M3238			09LS_PRD_33
	Perform 3.6		•	•	•	M3633			•	M4110	A006	M3442		•	09LS_PRD_36
	Perform 4.0		•	•	•	M3633			•	M4110	A007	M3443		•	09LS_PRD_40
	Perform 4.5		•	•	•	M3632					A008	M3444		•	09LS_PRD_45
	Perform 5.0		•	•	•	M3632					A009	M3445		••	09LS_PRD_50
	Perform 3.3 High		•	•	•	M3668			•	M4105	A005	M3069	-	•	09LS_PRD_33_HIGH
	Perform 3.6 High		•	•	•	M3633				M4110	A006	M3070	-	-	09LS_PRD_36_HIGH
	Perform 4.0 High		•	•	•	M3633			•	M4110	A007	M3071	-	-	09LS_PRD_40_HIGH
	Perform 4.5 High		•	•	•	M3632					A008	M3072	-	-	09LS_PRD_45_HIGH
	Perform 5.0 High		•	•	•	M3632					A009	M3073	-	-	09LS_PRD_50_HIGH
	Prime SM 3.3		•	•	•	**			•	M4105	A005	M3238			09LS_PRD_33
	Prime SM 3.6		•	•	•	M3904			•	M4110	A006	M3442		•	09LS_PRD_36
	Prime SM 4.0		•	•	•	M3904			•	M4110	A007	M3443		•	09LS_PRD_40
	Prime SM 4.5		•	•	•	M3905					A008	M3444		•	09LS_PRD_45
	Prime SM 5.0		•	•	•	M3905					A009	M3445		••	09LS_PRD_50
	Prodent Provide Short		•	•	•	M3811					A046	M3242	••		09LS_PRD_SHO
	Prodent Provide Short High		•	•	•	M3811					A046	M3074	-	-	09LS_PRD_SHO_HIGH
	Prodent VCO (Fixture fuori produzione)		•	•	•	M3874						M3173			09LS_PRD_VCO
	Prodent VCO 4.0		•	•	•	M3832						M3052		•	09LS_PRD_VCO_40
	Prodent VCO 5.3		•	•	•	M3832						M3043		•	09LS_PRD_VCO_53
	Prodent Prime Conomet		•	•	•	M3906					A228	M3039		••	09LS_PRD_TS
	Prodent TS		•	•	•	M3906					A228	M3039		••	09LS_PRD_TS
	Connessione su abutment conici														
	Prodent Fast		•	•	•	M3717					A034	M3323			09LS_PRD_FST
Bredent	Connessione interna														
Gruppo 10	SKY 3.5		•	•	•	M3645			•	M4110		M3446			10LS_BRD
	SKY 4.0		•	•	•	M3645			•	M4110		M3446			10LS_BRD
	SKY 4.5		•	•	•	M3645			•	M4110		M3446			10LS_BRD
	Connessione su abutment conici														
	Bredent SKY MUA Unicone 45		•	•	•	M3709						M3352			10LS_BRD_MUA_UNI_45
	Bredent MUA 4mm		•	•	•	M3709						M3324			10LS_BRD_MUA
Leader	Connessione interna														
Gruppo 11	Tixos 3.3		•	•	•	M3641					A113	M3111			11LS_LDR_33
	Tixos 3.75		•	•	•	M3641					A095	M3449			11LS_LDR_37
	Tixos 4.5		•	•	•	M3642			•	M4110	A096	M3450		•	11LS_LDR_45
	Tixos 6.0		•	•	•	M3642			•	M4110	A097	M3282		•	11LS_LDR_60
	Leader Morse 3.75		•	•	•	M3676					A099	M3243			11LS_LDR_MOR_375
	Connessione esterna														
	External 3.75		•	•	•	M3643					A098	M3451			11LS_LDR_37EXT
Camlog	Connessione interna														
Gruppo 12	Camlog 3.3		•	•	•	M3820					A107	M3293			12LS_CML_33
	Camlog 3.8		•	•	•	M3820					A108	M3294		•	12LS_CML_38

Produttore	Impianto	MUA	NEXT abutment	NEXT multi	Ti-Cr	Cod. Vite	Zr	Cod. Vite	Foro Inclinato	Cod. Vite	Analogo CAD	Codice Scan Body	Codifica Scan Body	Libreria	
													Lato piano	L. Inclinato	
	Camlog 4.3		•	•	•	M3820					A109	M3295	•		12LS_CML_43
	Camlog 5.0		•	•	•	M3821					A110	M3296	•	•	12LS_CML_50
	Camlog 6.0		•	•	•	M3821					A115	M3297		••	12LS_CML_60
	Camlog Isy		•	•	•	M3839					A112	M3131			12LS_CML_ISY
	Conelog 3.3		•	•	•	M3827			•	M4105	A114	M3104			12LS_CON_33
	Conelog 3.8		•	•	•	M3827			•	M4105	A105	M3298		•	12LS_CON_38
	Conelog 4.3		•	•	•	M3827			•	M4105	A106	M3299	•		12LS_CON_43
	Conelog 5.0		•	•	•	M3877						M3179	•	•	12LS_CON_50
	Ceralog		•	•	•		•	M3923				M3065			12LS_CER
	Connessione su abutment conici														
	Comfour MUA 3.3-3.8-4.3	•	•	•	•	M3747						M3386			12LS_COMF_MUA_33_38_43
	Comfour MUA 5.0-6.0	•	•	•	•	M3747						M3395			12LS_COMF_MUA_50_60
	MUA 4.3 mm (vecchio)	•	•	•	•	M3711						M3325**			12LS_CML_MUA
IDI Evolution	Connessione interna														
Gruppo 13	Piattaforma 3.5		•	•	•	M3648			NO		A042	M3452			13LS_IDI_35
	Piattaforma 3.5 HIGH		•	•	•	M3648			NO		A042	M3533			13LS_IDI_35_HIGH
	Piattaforma 4.0		•	•	•	M3648			NO		A043	M3453		•	13LS_IDI_40
	Piattaforma 4.0 HIGH		•	•	•	M3648			NO		A043	M3534			13LS_IDI_40_HIGH
	vecchia Piattaforma 4.0		•	•	•	M3648			NO		-	M3013			13LS_IDI_OLD_40
	Piattaforma 5.0		•	•	•	M3648			NO		A044	M3486	•		13LS_IDI_50
	Piattaforma 6.0		•	•	•	M3648			NO			M3180	•	•	13LS_IDI_60
	Basi per Barre		•	•	•	M3819						M3280			13LS_IDI_BAR
	Idi Evolution B1 Small		•	•	•	M3945						M2911			13LS_IDI_B1_SMALL
	Idi Evolution B1 Regular		•	•	•	M3946						M2912		•	13LS_IDI_B1_REGULAR
	Connessione su abutment conici														
	IDI* 4 basi coniche	•	•	•	•	M3751			•	M4102	A164	M3308			13LS_IDI_MUA
	IDI Evolution Link	•	•	•	•	M3946				M4106		M3545			13LS_IDI_MUA_LINK
Dental Tech	Connessione interna														
Gruppo 14	Implassic-Implagic 3.25 (vecchia piattaforma)		•	•	•	M3682			•	M4106	A073	M3244			14LS_DTC_325
	Implassic-Implagic 3.75		•	•	•	M3649			•	M4110	A048	M3454		•	14LS_DTC_37
	Implassic-Implagic 4.50-4.75 (vecchia piattaforma)		•	•	•	M3649			•	M4110	A074	M3455	•		14LS_DTC_45
	Implassic-Implagic 5.50 (vecchia piattaforma)		•	•	•	M3661					A075	M3456	•	•	14LS_DTC_55
	Dental Tech Implassic FTP		•	•	•	M3928						M3082	•	••	14LS_DTC_FTP
	Dental TR 4,8 (chiusura esterna)		•	•	•	M3838					A111	M3102			14LS_DTC_TR_48_E
	Dental TR 4,8 (chiusura interna)		•	•	•	M3838					A111	M3105			14LS_DTC_TR_48_I
	Connessione su abutment conici														
	MUA	•	•	•	•	M3714			•	M4102	A072	M3326			14LS_DTC_MUA
	MUA 3,25	•	•	•	•	M3714						M3536			14LS_DTC_MUA_325
	MUA 3,25 NEW	•	•	•	•	M3714						M3537			14LS_DTC_MUA_325_NEW
	MUA EM	•	•	•	•	M3740					A128	M3376			14LS_DTC_MUA_EM
Thommen Medical	Connessione interna														
Gruppo 15	SPI 3.5		•	•	•	M3646			•	M4123	A059	M3467			15LS_EDR_THM_35
	SPI 4.0		•	•	•	M3647			•	M4106	A060	M3468		•	15LS_EDR_THM_40
	SPI 4.5		•	•	•	M3647			•	M4106	A064	M3469	•		15LS_EDR_THM_45
	SPI 5.0		•	•	•	M3647			•	M4106	A067	M3209	•	•	15LS_EDR_THM_50
	Connessione su abutment conici														
	Thommen Vario Multi	•	•	•	•	M3761				M4102		M3521			15LS_THM_VARIO MULTI
Edierre Implant	Connessione interna														
Gruppo 16	Prime SR 3.3		•	•	•	M3655						M3478			16LS_EDR33
	Prime SR 3.7		•	•	•	M3654						M3150		•	16LS_EDR_375
	Prime SR 4.2		•	•	•	M3654						M3466	•		16LS_EDR_42
	Prime SR 4.5		•	•	•	M3654						M3151	•	•	16LS_EDR_45
	Connessione su abutment conici														
	MUA altezza 1,5 mm	•	•	•	•	M3741			•	M4102		M3327			16LS_EDR_MUA_15
	MUA altezza 3,5 mm	•	•	•	•	M3741			•	M4102		M3328		•	16LS_EDR_MUA_35
Megagen	Connessione interna														
Gruppo 17	EZ Plus 3.3		•	•	•	M3656						M3462			17LS_MGN_EZP_33
	EZ Plus 4.0		•	•	•	M3644						M3457		•	17LS_MGN_EZP_40
	EZ Plus 4.5		•	•	•	M3644						M3457	•		17LS_MGN_EZP_45
	EZ Plus 5.0		•	•	•	M3644						M3457	•	•	17LS_MGN_EZP_50
	EZ Plus 6.0		•	•	•	M3644						M3117		••	17LS_MGN_EZP_60

Produttore	Impianto	MUA	NEXT abutment	NEXT multi	Ti-Cr	Cod. Vite	Zr	Cod. Vite	Foro Inclinato	Cod. Vite	Analogo CAD	Codice Scan Body	Codifica Scan Body		Libreria	
													Lato piano	L. Inclinato		
	Anyridge 4.0		•	•	•	M3662			•	M4110	A118	M3438			17LS_MGN_ANY_40	
	Anyridge 4.0 High		•	•	•	M3662			•	M4110	A118	M3056	-	•	17LS_ANY_40_HIGH	
	Anyridge 4.0 H fissa		•	•	•	M3662			•	M4110	A118	M3056	-		17LS_ANY_40_H0	
	Megagen Mini 3.0		•	•	•	M3694					A047	M3245			17LS_MN_30	
	Megagen Mini 3.0 High		•	•	•	M3694					A047	M2919	--		17LS_MN_30_HIGH	
	Anyone Small		•	•	•	M3681			•	M4101	A035	M3246		•	17L_ANY_SMA	
	Anyone Regular E Wide		•	•	•	M3681			•	M4101	A036	M3354	•		17LS_ANY_REG_WID	
	Megagen Blu Diamond NC		•	•	•	M3992						M2970		•	17LS_MN_BLU_NC	
	Megagen Blu Diamond RC		•	•	•	M3991						M2969		•	17LS_MN_BLU_RC	
	Connessione interna															
	Ex Feel 3.5		•	•	•	M3650							M3458			17LS_MGN_EZF_33
	Ex Feel 4.1		•	•	•	M3650							M3458		•	17LS_MGN_EZF_41
	Ex Feel 4.8		•	•	•	M3650							M3458	•		17LS_MGN_EZF_48
	Ex Feel 5.5		•	•	•	M3650							M3458	•	•	17LS_MGN_EZF_55
	Ex Feel (chiusura interna)		•	•	•	M3650							M3123			17LS_MGN_EXF
	Connessione su abutment conici															
	Synocta		•	•	•	M3687				•	M4107	A045	M3307			17LS_SYN
	Megagen Mua		•	•	•	M3892				•	M4107	A024	M3519			17LS_MGN_MUA
	EZ Post MUA		•	•	•	**							M3389**		•	17LS_POS_MUA
	Oral Tronics															
	Gruppo 18															
Connessione interna																
Pitt-Easy 3.3		•	•	•	M3653							M2920			18LS_PTE_33	
Pitt-Easy 3.75		•	•	•	M3653						A154	M3463			18LS_PTE_37	
Pitt-Easy 4.0		•	•	•	M3653							M3474		•	18LS_PTE_40	
Pitt-Easy 4.9		•	•	•	M3653							M3464	•		18LS_PTE_49	
Connessione su abutment conici																
Pitt-Easy MUA		•	•	•	M3746							M3384			18LS_PTE_49_MUA	
BTI																
Gruppo 19																
Connessione interna																
Bti 3.0		•	•	•	M3852							M2929			19LS_BTI_30	
Bti 3.5		•	•	•	M3852				•	M4118	A129	M3138			19LS_BTI_35	
Bti 4.0		•	•	•	M3852				•	M4118	A132	M3471	•		19LS_BTI_41	
Bti Unit		•	•	•	M3749							M2942			19LS_BTI_UNIT	
Connessione Esterna																
Bti Thiny		•	•	•	M3609				•	M4108		M3247		•	02LS_E*T_34	
Connessione su abutment conici																
Mua Angolato		•	•	•	M3749							M3501			19LS_BTI_MULTI_MUA_ANG	
Mua Straight		•	•	•	M3749							M3398			19LS_BTI_MULTI_MUA_STR	
Krugg																
Gruppo 20																
Connessione interna																
Estetic Implant Krugg Gold 2.9		•	•	•	M3617							M3378			20LS_EIK_29	
Estetic Implant Krugg Gold 3.75		•	•	•	M3636						A040	M3475		•	20LS_EIK_375_V2	
Estetic Implant Krugg Gold 4.25		•	•	•	M3636						A041	M3200	•		20LS_EIK_45	
Estetic Implant Krugg Gold 5.0		•	•	•	M3636						A041	M300	•	•	20LS_EIK_50	
J Dental Care																
Gruppo 22																
Connessione interna																
JD Evolution		•	•	•	M3665				•	M4112	A136	M3472			22LS_JDE_37	
JD Evolution Plus		•	•	•	M3908				•	M4112	A136	M3472			22LS_JDE_PLUS	
JD Icon Ultra Small 2,75		•	•	•	M3833				•	M4123	A138	M3115			22LS_JDE_ICO_ULTRA_S	
JD Icon		•	•	•	M3695						A026	M3248		•	22LS_JDE_ICO	
JD Icon Plus		•	•	•	M3968							M2945	•	•	22LS_JDE_ICO_PL	
JD Evolution S		•	•	•	M3696				•	M4124	A137	M3249	•		22LS_JDE_S	
Connessione su abutment conici																
JD Evolution Mua		•	•	•	M3723						A024	M3304			22LS_JDE_MUA	
JD Evolution Plus Mua		•	•	•	M3724						A024	M3304			22LS_JDE_MUA_PLUS	
Neoss																
Gruppo 23																
Connessione interna																
Neoss 3.25		•	•	•	**							M3014			23LS_NOS_325	
Neoss 3.5		•	•	•	M3659				•	M4111		M3473		•	23LS_NOS	
Neoss 4.0		•	•	•	M3659				•	M4111		M3473	•		23LS_NOS	
Neoss 4.5		•	•	•	M3659				•	M4111		M3473	•	•	23LS_NOS	
Neoss 5.0		•	•	•	M3659				•	M4111		M3473		••	23LS_NOS	
Neoss 5.5		•	•	•	M3659				•	M4111		M3473	••		23LS_NOS	
Keystone																
Gruppo 24																
Connessione interna																
PrimaConnex SD		•	•	•	M3664				•	M4108	A100	M3480			24LS_KEY_SD	
PrimaConnex RD		•	•	•	M3664				•	M4108		M3481		•	24LS_KEY_RD	

Produttore	Impianto	MUA	NEXT abutment	NEXT multi	Ti-Cr	Cod. Vite	Zr	Cod. Vite	Foro Inclinato	Cod. Vite	Analogo CAD	Codice Scan Body	Codifica Scan Body	Libreria	
													Lato piano	L. Inclinato	
	PrimaConnex WD		•	•	•	M3664			•	M4108		M3482	•		24LS_KEY_WD
	Connessione esterna														
	HeX SD		•	•	•	M3913						M3058	•		24LS_KEY_HEX_SD
	HeX RD		•	•	•	M3815					A015	M3402			24LS_KEY_HEX_RD
	HeX WD		•	•	•	M3884						M3192		•	24LS_KEY_HEX_WD
	Connessione su abutment conici														
	MUA	•		•	•	M3705						M3329			24LS_KEY_MUA
Implantium Dental	Connessione interna														
Gruppo 25	Dentium Implant System 3.4-3.6		•	•	•	M3666			•	M4101		M3496			25LS_DAN_F_34_36
	Dentium Implant System 3.8		•	•	•	M3666			•	M4101	A004	M3483		•	25LS_DAN_38
	Connessione su abutment conici														
	MUA	•		•	•	M3707						M3306			25LS_DAN_MUA45
BT Lock	Connessione interna														
Gruppo 26	BTLock 3.3		•	•	•	M3663						M3100			26LS_BTL_33
	BTLock 3.75		•	•	•	M3663						M3476		•	26_LS_BTL_375
	BTLock 4.5		•	•	•	M3663						M3477	•		26LS_BTL_45
PhisioStar	Connessione esterna														
Gruppo 27	PhisioStar 5.0		•	•	•	M3667						M3484			27_LS_PHI_5
	Connessione su abutment conici														
	MUA	•		•	•	**						M3330			27LS_PHI_5_MUA
Leone	Connessione interna														
Gruppo 28	Leone Moncone Standard 3,25		•	•	•	no vite						M3183			28LS_LEO_325
	Leone Moncone Standard 4,1		•	•	•	no vite						M3184		•	28LS_LEO_41
	Leone Moncone Standard 4,8		•	•	•	no vite						M3185	•		28LS_LEO_48
	Leone Conico Puro		•	•	•	no vite						M3183			28LS_LEO_30_CONICO_PURO
	Connessione su abutment conici														
	Leone Moncone Standard Mua 3,25	•			•	M3669						M3331			28LS_LEO_MUA_325
	Leone Moncone Standard Mua 4,1	•			•	M3669						M3332			28LS_LEO_MUA_41
	Leone Moncone Standard Mua 4,8	•			•	M3669						M3503			28LS_LEO_MUA
MIS-Implant	Connessione interna														
Gruppo 29	Mis implant 3.2		•	•	•	M3831						M3015			29LS_MIS_32
	Mis implant C1 conical connection NP		•	•	•	M3803			•	M4106		M3103		•	29LS_MIS_CC_NRW
	Mis implant V3 conical connection NP		•	•	•	M3803			•	M4106		M3068		•••	29LS_MIS_CC_NP
	Mis implant C1/V3 conical connection SP		•	•	•	M3801			•	M4118		M3250	•		29LS_MIS_CC_SP
	Mis implant C1 conical connection WP		•	•	•	M3801			•	M4118		M3251	•	•	29LS_MIS_CC_WP
	Mis Seven standard 3.75 - 4.2		•	•	•	M3801			•	M4118	A040	M3253		••	29LS_MIS_SEV_375_42
	Mis Seven 50		•	•	•	M3801			•	M4118	A041	M3054	••		29LS_MIS_SEV_50
	Mis Esagono interno Narrow Platform		•	•	•	M3803			•	M4106	A053	M3254			29LS_MIS_INT_HEX_NAR
	Mis Esagono interno Wide Platform		•	•	•	M3801			•	M4118	A041	M3255		•	29LS_MIS_INT_HEX_WP
	Mis Implant Connect SP		•	•	•	M3955					A225	M2924			29_LS_MIS_CONN_SP
	Connessione su abutment conici														
	Mis Multi-Unit abutment 4,5 mm	•		•	•	M3708						M3333			29LS_MIS_MUA
	Mis Multi-Unit Abutment nuova piattaforma	•		•	•	M3742						M3380			29LS_MIS_NEW_MUA
OXY Implant	Connessione interna														
Gruppo 30	Mini 3.6		•	•	•	M3689			•	M4111	A119	M3489		•	30LS_OXI_MIN_36
	Standard 4.0		•	•	•	M3689			•	M4111	A120	M3491		•	30LS_OXI_STD_40
	Maggiorato 5.0		•	•	•	M3689			•	M4111	A121	M3490	•		30LS_OXI_MAG_50
	Oxy PSK Regular		•	•	•	M3960						M3933			30LS_OXY_PSK_REG
	K1 mini		•	•	•	M3842					A122	M3134			30LS_OXI_K1_MIN
	K1 standard		•	•	•	M3843					A123	M3135		•	30LS_OXI_K1_STD
	Connessione su abutment conici														
	OXY Implants One Fix - Mua	•		•	•	M3899						A131	M3346		30LS_OXY_MUA_ONE_FIX
	OXY Implants One Fix 5,0 mm - Mua	•		•	•	M3738						A131	M3334		30LS_OXY_MUA_ONE_FIX_50
	OXY Mua Fixo	•		•	•	M3755						M3514			30LS_OXY_MUA_FIXO
	OXY Mua Fixo Mini	•		•	•	M3755					A208	M2905			30LS_OXY_MUA_FIXO_MINI
MultySystem	Connessione interna														
Gruppo 31	MultySystem ST 4,1		•	•	•	M3911			•	M4112		M3228			31LS_MUS_INT_4,1
	Multy System TC-R		•	•	•	M3902						M3036		•	31LS_MUS_TCR
	Connessione su abutment conici														
	MUA 5.5mm	•		•	•	M3700			•	M4102		M3335			31LS_MUS_MUA
	Multy system Mua TC					M3766						M3530	•		31LS_MUS_MUA_TC

Produttore	Impianto	MUA	NEXT abutment	NEXT multi	Ti-Cr	Cod. Vite	Zr	Cod. Vite	Foro Inclinato	Cod. Vite	Analogo CAD	Codice Scan Body	Codifica Scan Body		Libreria
													Lato piano	L. Inclinato	
	MUA	•		•	•	M3715						M3375			40LS_ALP_MUA
	MUA TCT N	•		•	•	M3735			•	M4125		M3382			40LS_ALP_MUA_TCT_N
Dentaurum	Connessione Interna														
Gruppo 41	Dentaurum Implant System S		•	•	•	M3675					A168	M3187			41LS_DEN_S
	Dentaurum Implant System M		•	•	•	M3675					A167	M3219	•		41LS_DEN_M
	Dentaurum Implant System L		•	•	•	M3675						M3220	•		41LS_DEN_L
	Dentaurum Ortho (Scanbody attacco ortodontico - stampato/monouso)											M5901			41LS_DEN_ORTH
	Connessione su abutment conici														
	Dentaurum MUA per barre	•		•	•	M3731					A169	M3391			41LS_DEN_MUA
	Dentaurum MUA AngleFix	•		•	•	M3731						M3383			41LS_DEN_MUA_L
	Dentaurum MUA per ponti	•		•	•	M3731						M3394			41LS_DEN_MUA_BRI
Orvit	Connessione esterna														
Gruppo 42	Orvit 3.5			•	•	**						M3221**			42LS_ORV_35
Facchini	Connessione esterna														
Gruppo 43	Facchini MAC 4.0		•	•	•	M3677			•	M4101		M3222			43LS_FAC_MAC_40
	Facchini MAC 5.0		•	•	•	M3677			•	M4101		M3258		•	43LS_FAC_MAC_50
Bego	Connessione esterna														
Gruppo 44	Bego Semados S 3.25		•	•	•	M3814						M3149			44LS_BEG_325
	Bego Semados RS 3.75		•	•	•	M3814						M3270		•	44LS_BEG_375
	Bego Semados RS 4.1		•	•	•	M3814						M3271	•		44LS_BEG_41
	Bego Semados RS 4.5		•	•	•	M3814						M3223	•	•	44LS_BEG_45
	Bego Semados RS 5.5		•	•	•	M3814						M3272		••	44LS_BEG_55
	Bego 3.0 RS & RSX		•	•	•	M3925						M3067	••		44LS_BEG_30
	Bego Mini 3,8		•	•	•	M3684						M3237			44LS_BEG_EXT_MIN
Easy grip	Connessione Interna														
Gruppo 45	Easy grip 3.5 (chiusura interna)		•	•	•	M3678					A218	M3205			45LS_EAS_35
	Connessione interna														
	Easy grip 3.5 (chiusura esterna)		•	•	•	M3678					A218	M3205			45LS_EAS_35_L
B&B	Connessione esterna														
Gruppo 46	B&B 4.0		•	•	•	M3691					A133	M3224			46LS_B&B_40
	B&B 4.0 High		•	•	•	M3691					A133	M3163	-	•	46LS_B&B_40_HIGH
	Connessione su abutment conici														
	B&B MUA	•		•	•	M3736			•	M4102		M3351			46LS_B&B_MUA B&B
IRES	Connessione Interna														
Gruppo 47	IRES 3.3		•	•	•	M3743			•	M4110	A143	M3225			47LS_IRES_33
	IRES NHSIC 4.0 Connessione Conica		•	•	•	M3743			•	M4110	A142	M3141		•	47LS_IRES_40
	IRES NHSIC 4.5 Connessione Conica		•	•	•	M3743			•	M4110	A134	M3142	•		47LS_IRES_45
	IRES S1B		•	•	•	M3743			•	M4110	A158	M3186			47LS_IRES_S1B
	IRES S1T		•	•	•	M3931						M3090	•	•	47LS_IRES_S1T_50
	Connessione esterna														
	IRES 3.3 ext		•	•	•	M3939						M2903		••	47LS_IRES_EXT_33
	Connessione su abutment conici														
	IRES MUA	•		•	•	M3734			•	M4102	A024	M3353			47LS_IRES_MUA
STERIOSS	Connessione esterna														
Gruppo 48	Sterioss 5.0 mm		•	•	•	M3609	•	M4701	•	M4108		M3226			48LS_STE_50
Prima Implant	Connessione Interna														
Gruppo 49	Prima Implant 2,9		•	•	•	M3699						M3227			49LS_PRI_29_33_37_42
	Prima Implant 3,3		•	•	•	M3699						M3227		•	49LS_PRI_29_33_37_42
	Prima Implant 3,7		•	•	•	M3699						M3227	•		49LS_PRI_29_33_37_42
	Prima Implant 4,2		•	•	•	M3699						M3227	•	•	49LS_PRI_29_33_37_42
TREY	Connessione su abutment conici														
Gruppo 50	MUA	•		•	•	M3707						M3344			50LS_TRE_MUA
Vector	Connessione Interna														
Gruppo 51	Vector esagono interno		•	•	•	M3804			•	M4112	A061	M3231			51LS_VEC
	Vector esagono interno High		•	•	•	M3804			•	M4112	A061	M3397		•	51LS_VEC_HIGH
	Connessione su abutment conici														
	Vector MUA	•		•	•	**						A062	M3393**		51LS_VEC_MUA
	Vector MUA Angolato	•		•	•	**						A063	M3347**		51LS_VEC_MUA_ANG
Tekka	Connessione Interna														
Gruppo 52	Tekka Inkone Implants		•	•	•	M3679			•	M4110	A065	M3232			52LS_TEK_NEW
	Tekka Inkone Implants High		•	•	•	M3679			•	M4110	A065	M3284		-	52LS_TEK_HIGH

Produttore	Implanto	MUA	NEXT abutment	NEXT multi	TI-Cr	Cod. Vite	Zr	Cod. Vite	Foro Inclinato	Cod. Vite	Analogo CAD	Codice Scan Body	Codifica Scan Body		Libreria
													Lato piano	L. Inclinato	
	Tekka Twinkon		•	•	•	M3840					A117	M3132	•		52LS_TEK_TWI
	Connessione su abutment conici														
	Tekka HC IK TQ Quattro		•	•	•	M3754					A160	M3505			52LS_TEK_HC_IK_TQ
	Tekka Twinkon MUA 4,3		•	•	•	M3959						M3535			52LS_TEK_MUA_TWINKONE_43
	Tekka Mua Inkone 4,3		•	•	•	M3753					A159	M3504			52LS_TEK_MUA_43
Norba Dent	Connessione interna														
Gruppo 53	Norba Dent 3,8		•	•	•	**						M3233**			53LS_NOR_38
	Norba Dent 4,25		•	•	•	**						M3234**	•		53LS_NOR_425
	Norba Dent 5,0		•	•	•	**						M3235**	•		53LS_NOR_50
Ctech Implants	Connessione interna														
Gruppo 54	GL gingival level 4,3mm		•	•	•	M3683						M3236			54LS_CTE_43
Fly Implants	Connessione interna														
Gruppo 55	Fly 3,5 mm		•	•	•	**			•			**			55LS_FLY_35
	Fly 4,0 mm		•	•	•	**						**	•		55LS_FLY_40
FMD	Connessione interna														
Gruppo 56	FMD 2,8 mm		•	•	•	M3805						M3261			56LS_FMD_28
	FMD 4,0 mm		•	•	•	M3893						M3019			56LS_FMD_40
	FMD NQ UNIQO		•	•	•	M3936						M3096			56LS_FMD_NQ
	Connessione su abutment conici														
	FMD Mua		•	•	•	M3915						M3520			56LS_FMD_MUA
Cervone Implants	Connessione interna														
Gruppo 57	Cervone 3,75 mm		•	•	•	M3806						M3262			57LS_CER_3,75
CLC Scientific	Connessione interna														
Gruppo 58	CLC		•	•	•	M3807						M3263			58LS_CLC
In Khone Daikin	Connessione su abutment conici														
Gruppo 59	Ink Mua Dai		•	•	•	**						M3370**			59_LS_INK_MUA_DAI
Biologitech	Connessione interna														
Gruppo 60	Biologitech 3,3 mm		•	•	•	M3693					A220	M3264			60LS_BIO_33_NEW
	Biologitech 3,8 mm		•	•	•	M3693					A221	M3286	•		60LS_BIO_38_NEW
	Biologitech 4,5 - 5,2 mm		•	•	•	M3693					A222	M3287	•		60LS_BIO_45_NEW
	Connessione su abutment conici														
	Biologitech Mua Dritto		•	•	•	M3718						M3371			60LS_BIO_MUA_DRI_NEW
	Biologitech Mua Inclinato		•	•	•	M3719						M3372	•		60LS_BIO_MUA_INC_NEW
Biomed	Connessione su abutment conici														
Gruppo 61	Biomed Mua2		•	•	•	**						M3373**			61LS_BME_MU2
Overmed	Connessione interna														
Gruppo 62	Easy Dip 4,25 mm		•	•	•	M3808			•	M4107		M3265			62LS_ESY_DIP_425
	Easy Neck 4,8 mm		•	•	•	M3808			•	M4107		M3285			62LS_ESY_NEC_48
	Connessione su abutment conici														
	Overmed Easy-Line all on four Mua		•	•	•	M3752						M3506			62LS_ESY_MUA
CIA	Connessione su abutment conici														
Gruppo 63	Cia Mua		•	•	•	M3702			•	M4116		M3374			63LS_CIA_MUA
Anthogyr	Connessione interna														
Gruppo 64	Anthogyr 40		•	•	•	M3823						M3288**			64LS_ANT_40
	Anthogyr Axiom BL		•	•	•	M3823					A103	M3289	•		64LS_ANT_BL
	Anthogyr Axiom BL HIGH		•	•	•	M3823					A103	M2930			64LS_ANT_BL_HIGH
	Anthogyr TL R		•	•	•	M3957					A226	M2925			64LS_ANT_PX_TL_R
	Anthogyr TL N		•	•	•	M3957					A224	M2923			64LS_ANT_PX_TL_N
	Connessione su abutment conici														
	Anthogyr MUA Mun 4,0		•	•	•							M3540			64LS_ANT_MUA_40
	Anthogyr MUA 4,8		•	•	•	M3732					A104	M3392			64LS_ANT_MUA_48
Brase hex	Connessione interna														
Gruppo 65	Brase hex 3,25 (cementato)		•	•	•	no vite						M3290			65LS_BRA_325
Silo	Connessione interna														
Gruppo 66	Silo		•	•	•	M3863					A094	M3159**			66LS_SIL
Plan Health	Connessione interna														
Gruppo 67	Plan 1 Health 3,5 IHC/IHT		•	•	•	M3816						M3267			67LS_PLA_35
	Plan 1 Health 4,0 IHC/IHT		•	•	•	M3816						M3268	•		67LS_PLA_40
	Plan 1 Health 4,5 IHC/IHT		•	•	•	M3816						M3269	•		67LS_PLA_45
Resista	Connessione interna														
Gruppo 68	Resista 3,5 mm esagono interno		•	•	•	M3854						M3139			68LS_RES_35

Produttore	Implianto	MUA	NEXT abutment	NEXT multi	Ti-Cr	Cod. Vite	Zr	Cod. Vite	Foro Inclinato	Cod. Vite	Analogo CAD	Codice Scan Body	Codifica Scan Body	Libreria	
													Lato piano	L. Inclinato	
	Resista 4,0 mm esagono interno		•	•	•	M3828			•	M4110		M3497		•	68LS_RES_40
	Resista 5,0 mm esagono interno		•	•	•	M3828			•	M4110		M3190	•	•	68LS_RES_50
	Connessione su abutment conici														
	Resista Mua Torq Q	•	•	•	•	M3762						M3523	•	•	68LS_RES_MUA_TORQ_Q
	Resista Mua Torq Q Antirrotativa	•	•	•	•	M3762						M3526	••	••	68LS_RES_MUA_TORQ_Q_ANTIROTATIVA
Oralplant	Connessione interna														
Gruppo 69	Oralplant 3,3		•	•	•	M3817						M3273			69LS_ORA_33
	Oralplant 3,8		•	•	•	M3817						M3274	•	•	69LS_ORA_38
	Oralplant 4,5		•	•	•	M3818						M3275	•		69LS_ORA_45
BioHorizon	Connessione interna														
Gruppo 70	BioHorizon 3,0		•	•	•	M3822			•	M4121	A172	M3252			70LS_ORI_30
	BioHorizon 3,5		•	•	•	M3822			•	M4121	A156	M3101		•	70LS_ORI_35
	BioHorizon 4,5		•	•	•	M3822			•	M4121	A174	M3283	•		70LS_ORI_45
	BioHorizon 5,7		•	•	•	M3822			•	M4121	A173	M3152	•	•	70LS_ORI_57
	BioHorizons 3,5 (chiusura esterna)		•	•	•	M3822			•	M4121	A199	M3381		••	70LS_ORI_35_SIN_E
	BioHorizons 4,5 (chiusura esterna)		•	•	•	M3822			•	M4121	A198	M3041	••		70LS_ORI_45_SIN_E
	BioHorizon 5,7 (chiusura esterna)		•	•	•	M3822			•	M4121	A190	M3055			70LS_ORI_57_SIN
	BioHorizon 4.0 (Vecchia piattaforma)		•	•	•	**						M2901		•••	70LS_ORI_EX_40
	BioHorizon 5.0 (Vecchia piattaforma)		•	•	•	**						M2902	•••		70LS_ORI_EX_50
	Connessione su abutment conici														
	BioHorizon Mua	•	•	•	•	M3722					A179	M3379			70LS_ORI_MUA
Biotech Dental	Connessione interna														
Gruppo 71	Biotech Dental 3,0		•	•	•	**						M3276**			71LS_BIOT_30
	Biotech Dental 3,6 - 4,2 - 4,8 - 5,4		•	•	•	M3964						M3277**		•	71LS_BIOT_42
	Connessione su abutment conici														
	Biotech Dental Conique MUA	•	•	•	•	M3770						M3544			71LS_BIOT_MUA
Neodent	Connessione interna														
Gruppo 72	Neodent CM		•	•	•	M3679						M3281 + vite M3620			72LS_NEOD_CM
	Neodent GM		•	•	•	M3652					A187	M3024		•	72LS_NEOD_GM
	Neodent GM High		•	•	•	M3652					A187	M3083		-	72LS_NEOD_GM_HIGH
	Connessione su abutment conici														
	Neodent Mua Micro		•	•	•	M3730			•	M4102		A180	M3516	•	72LS_NEOD_MUA_MICRO
	Neodent Mua Mini	•	•	•	•	M3730			•	M4102	A206	M3300	•	•	72LS_NEOD_MUA_MINI
Cone Implant	Connessione su abutment conici														
Gruppo 73	Cone Implant MUA	•	•	•	•	**						M3350**			73LS_CON_MUA
TBR	Connessione interna														
Gruppo 74	TBR 3,5		•	•	•	M3861			•	M4119	A176	M3291			74LS_TBR_35
	TBR 4,0		•	•	•	M3861			•	M4119	A165	M3292		•	74LS_TBR_40
Biomicon	Connessione interna														
Gruppo 75	Biomicon IEI 3,8		•	•	•	M3864						M3160			75LS_BIOM_38
	Biomicon IEI 4,0		•	•	•	M3855						M3140		•	75LS_BIOM_40
	Biomicon IEI / EIC 4,1		•	•	•	M3856						M3143	•		75LS_BIOM_AU_EIC_41
	Biomicon IEI / EIC 4,5		•	•	•	**						M3161	•	•	75LS_BIOM_45
	Biomicon AU EI 4,1		•	•	•	M3937						M3098		••	75LS_BIOM_AU_EI_41
	Biomicon AU EIC 5,25		•	•	•	M3937						M2963	•	••	75LS_BIOM_AU_EIC_525
	Biomicon TWS/C 3.75		•	•	•	M3865						M3140			75LS_BIOM_TWS_C_375
	Biomicon ISC ISL 3.5		•	•	•	M3865						M2909	••		75LS_BIOM_ISCISL_35
HRC	Connessione su abutment conici														
Gruppo 76	HRC 4.1		•	•	•	M3608			•	M4105		M3510			76LS_HRC_41
Dio Implant	Connessione interna														
Gruppo 77	Dio Implant Narrow 3.3		•	•	•	M3891						M3195			77LS_DIO_SUB_NRW
	Dio Implant Narrow 3.8		•	•	•	M3926						M3511		•	77LS_DIO_38
	Dio Implant Submerged Regular 4.5-5		•	•	•	M3890						M3194	•		77LS_DIO_SUB_REG
	Connessione su abutment conici														
	Dio Implant Mua		•	•	•	M3728					A024	M3524	•	•	77LS_DIO_MUA
Bio Implant	Connessione interna														
Gruppo 79	Kristal Core K 3.4mm		•	•	•	M3830			•	M4110	A197	M3124			79LS_KRI_Core_K_34
	Kristal Core K 4.2mm		•	•	•	M3830			•	M4110	A152	M3116		•	79LS_KRI_Core_K_42
	Kristal Core K 4.5mm		•	•	•	M3830			•	M4110	A196	M3125	•		79LS_KRI_Core_K_45
	Kristal Core K 5.0mm		•	•	•	M3830			•	M4110	A195	M3126	•	•	79LS_KRI_Core_K_50
	Kristal Core K 5.5mm		•	•	•	M3830			•	M4110	A194	M3127		••	79LS_KRI_Core_K_55

Produttore	Impianto	MUA	NEXT abutment	NEXT multi	Ti-Cr	Cod. Vite	Zr	Cod. Vite	Foro Inclinato	Cod. Vite	Analogo CAD	Codice Scan Body	Codifica Scan Body		Libreria	
													Lato piano	L. Inclinato		
	Kristal Evo Phi Mac Gold 3,5mm		•	•	•	M3889						M3196			79LS_KRI_EVO_PHI_35	
	Kristal Core V2 3,75mm		•	•	•	M3848					A152	M3002			79LS_KRI_Core_V2_375	
	Kristal Plus 4.1		•	•	•	M3930					A200	M3085			79LS_KRI_PLUS_41	
	Kristal Plus 6.0		•	•	•	M3930					A201	M3086		•	79LS_KRI_PLUS_60	
	Connessione su abutment conici															
	Kristal Mua		•	•	•	•	M3760			•	M4102		M3522			79LS_KRI_MUA
Kristal Core V2 Mua		•	•	•	•	M3774						M3549			79LS_KRI_CORE_V2_MUA	
FORESTADENT	Connessione interna															
Gruppo 80	ForestaDent Ortho Easy					M3834					A116	M3114			80LS_FOR	
BICON	Connessione interna															
Gruppo 83	Bicon Short 2.0 mm		•	•	•	no vite						M3129			83LS_BIC_20	
	Bicon Short 3.0 mm		•	•	•	no vite						M3130		•	83LS_BIC_30	
Exacta	Connessione interna															
Gruppo 84	ExactaWP 3,65 oro		•	•	•	**						M3016			84LS_EXC_365_435	
	Exacta CV 3 4,7		•	•	•	M3882						M3191			84LS_EXC_CV3_47	
Klockner	Connessione interna															
Gruppo 85	Klockner NV		•	•	•	M3846			•	M4125	A125	M3146			85LS_KLO_NV	
	Klockner RV		•	•	•	M3847			•	M4125	A127	M3147		•	85LS_KLO_RV	
	Klockner MV		•	•	•	M3845			•	M4125	A126	M3148		•	85LS_KLO_MV	
	Klockner essential		•	•	•	M3859					A144	M3153			85LS_KLO_ES	
	Connessione esterna															
	Klockner essential		•	•	•	M3859					A151	M3170			85LS_KLO_ES	
Libreria Ortodontica PSM	Connessione interna															
Gruppo 86	PSM		•	•	•	M3844					A124	M3133			86LS_PSM	
Tecom Starfly	Connessione interna															
Gruppo 87	Tecom Starfly 3.3-3.7		•	•	•	M3849			•	M4110	A135	M3136			87LS_TCM_33_37	
AZ Implant	Connessione interna															
Gruppo 88	AZ Implant 3.8		•	•	•	M3858						M3145			88LS_AZ_VSO_38	
Medical Titanium	Connessione interna															
Gruppo 89	Medical Titanium 3.8		•	•	•	M3857**						M3144**			89LS_TIT_38	
3P Implafavourite	Connessione interna															
Gruppo 90	3P Implant		•	•	•	M3948						M3017			90LS_3P	
	3P Implant avvitata		•	•	•	M3948						M2913			90LS_3P_AV	
	3P Implant avvitata NEW		•	•	•	M3948						M2926			90LS_3P_AV_NEW	
	Connessione su abutment conici															
	3P Implant Mua ACW		•	•	•	M3880						M3399			90LS_3P_MUA_ACW	
Avenir	Connessione interna															
Gruppo 91	Avenir		•	•	•	M3869					A157	M3166			91LS_AVEN	
	Connessione su abutment conici															
	Avenir Mua		•	•	•	M3744					A150	M3385			91LS_AVEN_MUA	
Neo Biotech	Connessione su abutment conici															
Gruppo 92	IS-II active S-Wide 3.8		•	•	•	M3866			•	M4101		M3162			92LS_NEO_BIOTECH	
Tri	Connessione su abutment conici															
Gruppo 93	Tri 3.3		•	•	•	M3876						M3175			93LS_TRI_33	
	Tri 3.5		•	•	•	M3876						M2937			93LS_TRI_35	
	Tri 4.7		•	•	•	M3876						M3176		•	93LS_TRI_47	
ITS	Connessione interna															
Gruppo 94	ITS Konical		•	•	•	M3980						M2956			94LS_ITS_KON	
	Connessione su abutment conici															
	Mua Pca		•	•	•	M3881						M3396			94LS_ITS_MUA_PCA	
Noris Medical	Connessione interna															
Gruppo 95	Noris Medical 4.0		•	•	•	M3879					A182	M3181			95LS_NORIS_40	
Ghimas	Connessione interna															
Gruppo 96	Ghimas 3.5		•	•	•	M3878			•	M4111		M3182			96LS_GHI_35	
	Ghimas Evo BNX Small 3.5-4.0		•	•	•	M3935						M3088			96LS_GHI_EVO_SMALL	
	Ghimas Evo BNX Large 5.0		•	•	•	M3934						M3089			96LS_GHI_EVO_LARGE	
Alias	Connessione su abutment conici															
Gruppo 97	Mua		•	•	•	M3748						M3502			97LS_ALI_MUA	
Medentika	Connessione su abutment conici															
Gruppo 98	MedentikaBase		•	•	•	M3883					A163	M3507			98LS_MED_BAS_MUA	
Vitanium Vitzani	Connessione interna															

Produttore	Impianto	MUA	NEXT abutment	NEXT multi	TI-Cr	Cod. Vite	Zr	Cod. Vite	Foro Inclinato	Cod. Vite	Analogo CAD	Codice Scan Body	Codifica Scan Body	Libreria	
													Lato piano	L. Inclinato	
Gruppo 99	RDS 3-4		•	•	•	M3885						M3512			99LS_VIT_RDS_3_4
Almed Evolution	Connessione interna														
Gruppo 100	Almed Evolution 3.25		•	•	•	M3634						M3197			100LS_ALM_EVO_325
	Allmed Evolution Conic Ec2 3,25mm		•	•	•							M2932			100LS_ALM_325_CON
	Almed Evolution 3.75-4.25-5		•	•	•	M3896						M3030			100LS_ALM_EVO_375_425_50
	Allmed Evolution Conic EC2 3.75-4.25-5		•	•	•	M3896						M3025			100LS_ALM_375_CON
	Connessione su abutment conici														
	Allmed Mua					M3758						M3517			100LS_ALM_MUA
Biotem	Connessione interna														
Gruppo 101	Biotem Mini		•	•	•	M3638						M3004			101LS_BEM_MINI_34
	Biotem Regular		•	•	•	M3639						M3005	•		101LS_BEM_REG_37_40_45
Logos	Connessione interna														
Gruppo 102	Logos 3.5		•	•	•	M3894						M3022			102LS_LOG_35
ITS KTC	Connessione interna														
Gruppo 104	Its ktc 2.9		•			no vite						M3029			104LS_ITS_KTC_29
	Its ktc 3.0		•			no vite						M3076		•	104LS_ITS_KTC_30
	Its ktc 4.0		•			no vite						M3031	•		104LS_ITS_KTC_40
	Its ktc 5.0		•			no vite						M3032	•	•	104LS_ITS_KTC_50
Southern Implants	Connessione esterna														
Gruppo 105	Southern Implants 3.25		•	•	•	M3898			•	M4119		M3028			105LS_SOUT_EXT_325
	Southern Implants 4.0		•	•	•	M3898			•	M4119		M3059		•	105LS_SOUT_EXT_40
	Southern Implants 5.0		•	•	•	M3898			•	M4119		M3097		•	105LS_SOUT_EXT_50
	Connessione su abutment conici														
	Southern Implant MUA 4.0			•	•	M3767					A024	M3531			105LS_SOUT_MUA_40
	Southern Implant MUA 5.0			•	•	M3767						M3532			105LS_SOUT_MUA_50
Isomed	Connessione interna														
Gruppo 106	Isomed Tiz Tiaz		•	•	•	M3897					A178	M3027			106LS_ISO_TIZ_TIAZ
	Isomed Sani 4.0		•	•	•	M3916					A040	N3057		•	106LS_ISO_SANI_40
	Connessione su abutment conici														
	Isomed Mua	•		•	•	M3763						M3527			106LS_ISO_MUA
ETK (Euroteknica)	Connessione interna														
Gruppo 107	Naturelactis+ e Naturel+ NP		•	•	•	M3924					A066	M3066		•	107LS_EUR_NP
	Connessione su abutment conici														
	Euroteknika MUA		•	•	•	M3900						M3033			107LS_EUR_PLU
Biosystem	Connessione interna														
Gruppo 108	Biosystem		•		•	no vite						M3035			108LS_BIOS
Champions Implants	Connessione interna														
Gruppo 109	Evolution 4.0		•	•	•	M3903						M3038			109LS_CHA_40
Maipek	Connessione interna														
Gruppo 111	Maipek 3.25		•	•	•	M3910						M3046			111LS_MPK_325
	Maipek 4.5		•	•	•	M3910						M3047		•	111LS_MPK_45
Imptek	Connessione su abutment conici														
Gruppo 112	Imptek Mua	•		•	•	M3759						M3518			112LS_IMK_MUA
Mectron	Connessione esterna														
Gruppo 113	Rex implant 4,1mm		•	•	•	M3919					A227	M3063			113LS_REX_41
Medentis	Connessione esterna														
Gruppo 114	ICX			•	•	M3922					A202	M3062			114LS_ICX
	ICX Protetik			•	•							M2951			114LS_ICX_PRO
	Medentis Mini			•	•	M3944					A209	M2910			114LS_MED_MIN
Adin	Connessione interna														
Gruppo 115	Adin NP		•	•	•	M3920						M3525			115LS_ADIN_NP
	Adin RS		•	•	•	M3921						M3064		•	115LS_ADIN_RS_IN_HEX
BioType	Connessione esterna														
Gruppo 116	BioType VNR		•	•	•	M3929						M3084			116LS_BIOTY_VNR
Mech & Human	Connessione interna														
Gruppo 117	Mech & Human Even 4.1		•	•	•	M3932					A203	M3087			117LS_MH_41
	Mech & Human Even 3.4		•	•	•	M3993						M2971		•	117LS_MH_34
	Connessione su abutment conici														
	Mech & Human Mua	•		•	•	M3764					A024	M3528			117LS_MH_MUA
Metè	Connessione interna														
Gruppo 118	Metè		•	•	•	M3938					A207	M2900			118LS_METE

Produttore	Impianto	MUA	NEXT abutment	NEXT multi	Ti-Cr	Cod. Vite	Zr	Cod. Vite	Foro Inclinato	Cod. Vite	Analogo CAD	Codice Scan Body	Codifica Scan Body Lato piano	Codifica Scan Body L. Inclinato	Libreria
	Connessione su abutment conici														
	Metè Mua	•		•	•	M3765					A024	M3529			118LS_METE_MUA
AoN	Connessione Interna														
Gruppo 119	AoN		•	•	•	M3958					A040	M2927			119LS_AON_INT_HEX
BTK	Connessione Interna														
Gruppo 120	BTK Kr 4.1		•	•	•	M3963						M2939		*	120LS_BTK_KR_41
	BTK BT4		•	•	•	M3972					A235	M2948			120LS_BTK_BT4
Advan	Connessione Interna														
Gruppo 121	Advan One Internal NR		•	•	•	M3962						M2938		*	121LS_ADVA_ONE_NR
Bionica	Connessione Interna														
Gruppo 122	Bionica Orbit		•	•	•	M3967						M2944			122_LS_BION_ORBIT
Shakleton	Connessione Interna														
Gruppo 123	Shakleton SK1/SK2 3,6		•	•	•	M3969						M2946			123LS_SHK_SK12_NA
	Shakleton Safe MUA 3,6		•	•	•	M3769						M3541			123LS_SHK_MUA_NA
Cowellmedi	Connessione Interna														
Gruppo 124	Cowellmedi Mua 4.5		•	•	•							M3542			124LS_CWL_MUA_45
	Cowellmedi Mua 5.5		•	•	•							M3543			124LS_CWL_MUA_55
Acerboni	Connessione Interna														
Gruppo 125	Acerboni Z BB ASP		•	•	•	M3978						M2955			125LS_ACE_Z
Sinimplante	Connessione Interna														
Gruppo 126	Sinimplante Strong Morse		•	•	•	M3986						M2961			126LS_SIN_MORSE
New Anchorvis	Connessione su abutment conici														
Gruppo 127	New Anchorvis Mua Gemini Slim Fit		•	•	•	M3773						M3548			127LS_NA_GEM
Aiser	Connessione Interna														
Gruppo 128	Aiser		•	•	•	M3990						M2968			128LS_AIS
Rhein83	Connessione Interna														
Gruppo 129	Seeger Bridge 3,5 ENG			•	•	**									129LS_RH_SEE_3.5E
	Seeger Bridge 3,5 NO ENG			•	•	**									129LS_RH_SEE_3.5NE
	Seeger Bridge 4 ENG			•	•	**									129LS_RH_SEE_4E
	Seeger Bridge 4 NO ENG			•	•	**									129LS_RH_SEE_4NE
	Seeger Bridge 5 ENG			•	•	**									129LS_RH_SEE_5E
	Seeger Bridge 5 NO ENG			•	•	**									129LS_RH_SEE_5NE
	Seeger Bar 3,5			•	•	**									129LS_RH_SEE_BAR3.5
	Seeger Bar 4			•	•	**									129LS_RH_SEE_BAR4
	Seeger Bar 5			•	•	**									129LS_RH_SEE_BAR5

**vite non inclusa

Tutti i marchi citati sono di proprietà delle rispettive aziende.

LaStruttura S.p.A.

TEL +39 0331-20.94.34 FAX 0331-20.19.53

info@lastruttura.it - www.lastruttura.it

NEXT - XV 2024

29/05/2024

